

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Revision 2022-05-16

Wattestäbchen / Cotton buds



Technische Informationen / technical information

REF	Länge / Lenght	Verpackung / Packaging	PZN
1262	Ca. 15 cm	100 x 2 Stück pro Packung; 6 Packungen pro Karton / 100 x 2 pcs per box; 6 boxes per carton	06177254
1264	Ca. 15 cm	100 x 2 Stück pro Packung; 3 Packungen pro Karton / 100 x 2 pcs per box; 3 boxes per carton	01363779
1270	Ca. 15 cm	100 x 2 Stück pro Packung; 3 Packungen pro Karton / 100 x 2 pcs per box; 3 boxes per carton	13711168

Ausfühung / Model						
REF	Kopf / Head		Griff / Handle			
1262	Kleiner Kopf / small head	Ca. 4,5 x 12 mm	Holz / wood			
1264	großer Kopf / big head	Ca. 10,5 x 30 mm	Holz / wood			
1270	großer Kopf / big head	Ca. 10,5 x 30 mm	Kunststoff / plastic			

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung / Wattestäbchen, verschiedene Ausführungen und Varianten für unterschiedliche **Product description** Anwendungen, steril, nur für den Einmalgebrauch /

Cotton swabs, various designs and versions for different applications, sterile, for single use

only

Für den breiten Einsatz bei medizinischen Anwendungen, wie z. B. zum Reinigen und Anwendung / **Application**

Auftragen von flüssigen Substanzen oder Salben sowie für Arbeiten im Labor. /

For wide use in medical applications, such as cleaning and applying liquid substances or

ointments, as well as for work in the laboratory.

Inhaltsstoffe / Kopf aus 100 % Baumwolle, Griff: Birkenholz oder Polypropylen /

Ingredients Absorbent cotton made of 100 %cotton, Handle: Birchwood or Polypropylen

Haltbarkeit / 5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen /

Shelf life 5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight

Regulatorische Informationen / regulatory information				
Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse Is gemäß Richtlinie 93/42/EWG / Medical Device class Is according to directive 93/42/EEC			
Hinweis / Note	Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/ This product is for single use only			