

# Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Status:  
2019-08

## Kalt-Warm-Kompresse / Cold-warm compress

Kompresse zur Kälte- und Wärmeanwendung /  
Compress for cold and heat application



## Produkt / product

| REF  | Größe / size<br>(cm) | Gelfarbe / gel color | Packungsinhalt / Box contents | PZN         |
|------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------|
| 9668 | 13x14                | transparent          | 50 Stück / pcs                | 04352500    |
| 9870 | 12x29                | Transparent          | 25 Stück / pcs                | 04352463    |
| 9666 | 16x26                | Transparent          | 25 Stück / pcs                | 05<br>63629 |
| 9661 | 30x40                | Transparent          | 6 Stück / pcs                 | 04352546    |
| 9663 | 7,5x35               | Transparent          | 40 Stück / pcs                | 04352552    |
| 9465 | 16x25                | Blau / blue          | 20 Stück / pcs                | -           |

## Allgemeine Informationen / General information

### Charakteristik / characteristics

Dauerkompresse mit Gelfüllung, gut anmodellierbar. Für Gefrierfach (bis -30°C flexibel), Wasserbad und Mikrowelle geeignet. Gebrauchsanweisung bzw. Etiketteninformation beachten / Permanent compress with gel filling, easy to model. For freezer compartment (flexible up to -30 °C), water bath and microwave suitable. Follow instructions for use or information on the label.

### Anwendungshinweise / Application notes

Bei Verstauchungen, Zerrungen, Schwellungen und Verbrennungen. Auch bei Fieber, Kopfschmerzen und Blutergüssen. Gebrauchsanweisung bzw. Etiketteninformation beachten. Für jeden Einsatzzweck gibt es die richtige Größe und Form / For sprains, strains, swelling and burns. Also for relief of fever, headaches and bruises. Follow instructions for use or information on the label. There is the right size and shape for every application.

### Qualitätszertifikate / Quality certificates

EN ISO 13485:2016

Medizinprodukt Klasse I 93/42/EWG / Medical product of class I 93/42/EEC

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).