

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Revision
2021-04

ABE® Polsterbinde

Unsere Synthetikwatte zum Polstern /
Our Synthetic padding bandage



Technische Information / technical information

REF	Größe / Size	Verpackung / Packaging	PZN
1701	Ca. 6 cm x 3 m	1 Stück pro Packung; 108 Packung pro Karton / 1 pc per package.; 108 packages per carton	06627958
1806	Ca. 8 cm x 3 m	1 Stück pro Packung; 72 Packung pro Karton / 1 pc per package.; 72 packages per carton	04351788
1702	Ca. 10 cm x 3 m	1 Stück pro Packung; 72 Packung pro Karton / 1 pc per package.; 72 packages per carton	06627964
1703	Ca. 15 cm x 3 m	1 Stück pro Packung; 36 Packung pro Karton / 1 pc per package.; 36 packages per carton	06627970

Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung / Product description	Synthetikwattebinde aus Polyesterfasern, als Polstermaterial unter Gips-, Stütz- und Kompressionsverbänden, nur für den Einmalgebrauch / Synthetic padding bandage made of polyester fibres, as padding material under plaster, support and compression bandages, for single use only
Inhaltsstoffe / Ingredients	Polyester / polyester
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 5 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

Regulatorische Information / regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 / Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745
Code nach UMDNS / UMDNS Code	11326 Verbandspolster / 11326 Dressing Pads
Qualitätszertifikat / Quality Certificates	EN ISO 13485:2016

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.