

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Revision
2021-04

Medi-Pants

Diskrete Einweghose /
Discrete disposable pants



Technische Information / technical information

REF	Größe / Size	Hüftumfang / Hip circumference	Verpackung / Packaging	PZN
2411	Medium	Ca. 70 – 110 cm	14 Stück pro Packung; 6 Packung pro Karton / 14 pc per package.; 6 packages per carton	11141726
2412	Large	Ca. 100 – 140 cm	14 Stück pro Packung; 6 Packung pro Karton / 14 pc per package.; 6 packages per carton	11141732
2413	X-Large	Ca. 120 – 165 cm	14 Stück pro Packung; 6 Packung pro Karton / 14 pc per package.; 6 packages per carton	11141749

Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung/ Product description	Zum Schutz bei Blasenschwäche, wie normale Unterwäsche zu tragen, unsteril, nur für den Einmalgebrauch / For protection in case of bladder weakness, to be worn like normal underwear, non-sterile, for single use only
Inhaltsstoffe / Ingredients	Zellulose, superabsorbierende Polymere (SAP), Vliesstoff, Polyethylen / Cellulose, super absorbing polymers (SAP), non-woven fabric, polyethylene
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen / 5 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

Regulatorische Information / regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 / Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745
Code nach UMDNS / UMDNS Code	12-111 Inkontinenz-Hosenwindel / 12-111 Incontinence pants
Qualitätszertifikat / Quality Certificates	EN ISO 13485:2016

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.