



BM 96
CARDIO

beurer
medical

BM 96 **CARDIO** Blutdruckmessgerät mit EKG-Funktion



1-Kanal EKG-Gerät zur Aufzeichnung
des Herzrhythmus



Erweiterte Arrhythmieerkennung:
Erkennt Vorhofflimmern zur
Schlaganfallprävention



Patentierter Ruheindikator*
überprüft den Ruhezustand
während der Messung

Optimale Kontrolle des Blutdrucks und Herzrhythmus via App +
gratis Webanwendung inkl. USB-Uploader

Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm

EKG Aufzeichnung von 30-120 Sekunden mittels EKG-Stick

Inflation-Technology: Ultimativer Messkomfort durch sanften Druckaufbau und
schnelle Messzeit

Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse

Weiß beleuchtetes, gut ablesbares XL-Display

Einfache Bedienung über 4 Sensor-Touch-Knöpfe

Zwei Benutzerspeicher für je bis zu 60 Messwerte

Alarmfunktion

Manschettensitzkontrolle: für die korrekte Positionierung der Manschette am Oberarm

Durchschnittswertberechnung aller gespeicherten Messwerte und Morgen- und
Abendblutdruck der letzten 7 Tage

Automatische Druckvorwahl und Luftablass

Medizinprodukt

Datum und Uhrzeit / Abschaltautomatik

Batteriewechselanzeige

Beleuchteter Start/Stop-Knopf

Mit Manschette für Oberarmumfänge von 22 - 42 cm

Inkl. 4 x 1,5V AA Batterien und Aufbewahrungstasche

Produktmaße (LxBxH): Blutdruckmessgerät: 120 x 144 x 53 mm
EKG Stick: 120 x 22 mm

Produktgewicht: Blutdruckmessgerät: ca. 490 g (ohne Batterien, mit Manschette)
EKG Stick: ca. 40 g

5 Jahre Garantie

PZN: 16914386

VE: 4 / Transportkarton: 2 x 4

EAN-Nr.: 4211125 65801 4

Art.-Nr.: 658.01

* Patent EP 1 673 009



658.01_BM96_2022-10-14_05_DS_DS_DE_BEU Irrtum und Änderungen vorbehalten



BM 96
CARDIO

beurer
medical

EKG-Aufzeichnung

Das Oberarm-Blutdruckmessgerät verfügt über einen handlichen EKG-Stick, welcher einfach in der Aussparung verstaut werden kann.

Es gibt drei verschiedene Methoden um die Messung durchzuführen.




Messmethode A: rechter Zeigefinger-Brust
Messmethode B: linker Zeigefinger-Brust



Messmethode C: linke Hand - rechte Hand



VERBINDUNG



* Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen Richtlinien.
Nur mit der App „beurer HealthManager Pro“ in vollem Umfang verwendbar.

658 01_BM96_2022-10-14_05_DS_DE_BEU Irrtum und Änderungen vorbehalten

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Android is a trademark of Google LLC.