




BM 81
easyLock

beurer
medical

BM 81 easyLock - Oberarm-Blutdruckmessgerät



Innovative easyLock-Manschette:
Anlegen, festdrehen und starten



Keine Schläuche, keine Kabel -
einfach und präzise messen



Inflation-Technology:
Ultimativer Messkomfort durch sanften
Druckaufbau und schnelle Messzeit

Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm

LED-Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger LED-Skala

Arrhythmie-Erkennung: Erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen

Zwei Benutzerspeicher für je 120 Messwerte

Durchschnittswertberechnung aller gespeicherten Messwerte und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage

Manschettensitzkontrolle*: für die korrekte Positionierung der Manschette am Oberarm

Perfekt ablesbares XL-Schwarzdisplay

Mit Manschette für Oberarmumfänge von 24-40 cm

Datum und Uhrzeit

Abschaltautomatik

Meldung bei Anwendungsfehlern

Automatische Druckvorwahl und Luftablass

Inkl. 4 x 1,5V AAA Batterien

Medizinprodukt

Produktdaße (LxBxH): 143 x 91 x 22 mm

Produktgewicht: ca. 280 g (ohne Batterien, mit Manschette)

Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Blutdruckmessgerät via Bluetooth® low energy technology

5 Jahre Garantie

PZN: 16792196

HMV-Nr.: xxxxxxxx

VE: 4 / Transportkarton: 2 x 4

EAN-Nr.: 4211125 65511 2


Art.-Nr.: 655.11



*Manschettensitzkontrolle



Straff
genug



Nicht straff
genug

65511_BM81 easyLock_2022-10-14_05_DS_DE_BEU Irrtum und Änderungen vorbehalten



BM 81
easyLock

beurer
medical

Innovatives easyLock-System – Blutdruckmessen so einfach wie noch nie!

Mit dem neuen **BM 81 easyLock** gehören lästige Schläuche und Kabel der Vergangenheit an. Durch ein neuartiges Design mit integrierter Manschette ist Blutdruckmessen jederzeit und überall möglich. Das innovative easyLock-System sorgt für einfaches Anlegen des Geräts am Oberarm, perfekte Passgenauigkeit und sicheren Halt – ganz ohne Klettverschluss. Die All-in-One-Lösung für Ihre Gesundheit!



1. Anlegen



2. Festdrehen




3. Starten!

Ob zuhause oder unterwegs – dank des All-in-One-Designs ist Blutdruckmessen jetzt so einfach und bequem wie nie zuvor!



VERBINDUNG



Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Blutdruckmessgerät - Messwerte zu Hause und unterwegs immer im Blick haben. Einfache Datenübertragung zum Smartphone via Bluetooth®.



Liste der System-
voraussetzungen
und kompatiblen
Geräte

* Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen Richtlinien.
Nur mit der App „beurer HealthManager Pro“ in vollem Umfang verwendbar.

655.11_BM81 easyLock_2022-10-14_05_DS_DE_BEU Irrtum und Änderungen vorbehalten

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Android is a trademark of Google LLC.